

電子天平 Electronic Balance

FA-C Serial 內校型電子天平（五位精度）

- 採用自動加碼機構，具備了全自動內置砝碼校準功能。
- 具全自動故障檢測，線性校準，超載保護等應用程式。
- 具有去皮、計數、百分比秤重、多種重量單位轉換（g / mg / ct / oz）等多種功能。
- 支持多國語言，並以 GLP/ISO 格式記錄保存重量值、日期時間、序列號。
- 五面全透明玻璃防風罩，超大背光液晶顯示螢幕。
- 內置 RS-232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等設備。



型 號	FA-625C		FA-825C		FA-1025C		FA-1225C	FA-1625C	FA-2105C
最大秤量	62g	120g	82g	220g	102g	220g	122g	162g	210g
精 度	0.01mg	0.1mg	0.01mg	0.1mg	0.01mg	0.1mg	0.01mg	0.01mg	0.01mg
秤盤尺寸	ϕ 80mm		ϕ 80mm		ϕ 80mm		ϕ 80mm	ϕ 80mm	ϕ 80mm
靜電消除器	X		X		X		標準配備	標準配備	標準配備

EP Serial 內校型 / 外校型電子天平（五位精度）

- 後置電磁平衡式傳感器。
- 具高低溫補償校正技術（僅內校型）。
- LCD 背光可拉伸液晶顯示幕，獨特分體式設計。
- 多種重量單位轉換功能。
- RS232 雙向通訊介面，可連接電腦及印表機。
- 具有基本秤量模式、百分比秤量模式、計數秤量模式。



ES-C Serial 內校型									
型 號	ES-1305C		ES-2505C		ES-2805C		ES-1205C		
最大秤量	31g	120g	51g	210g	81g	210g	120g		
精 度	0.00001g	0.0001g	0.00001g	0.0001g	0.00001g	0.0001g	0.00001g		
秤盤尺寸	ϕ 90mm		ϕ 90mm		ϕ 90mm		ϕ 90mm		
ES-B Serial 外校型									
型 號	ES-1305B		ES-2505B		ES-2805B		ES-1205B		
最大秤量	31g	120g	51g	210g	81g	210g	120g		
精 度	0.00001g	0.0001g	0.00001g	0.0001g	0.00001g	0.0001g	0.00001g		
秤盤尺寸	ϕ 90mm		ϕ 90mm		ϕ 90mm		ϕ 90mm		