

經濟型蠕動幫浦 Peristaltic Pump



產品詳細介紹:

CA 系列一款四位元 LED 按鍵型蠕動幫浦，可顯示當前流量或轉速，具有液量校準、一鍵全速填充/排空管路及可正反轉等功能，可外接腳踏控制，支援 RS485 通訊協定。

規格說明：

型號	單流路 / 雙流路			四流路	八流路	十二流路
	CA-100-1 CA-100-2	CA-300-1 CA-300-2	CA-600-1 CA-600-2	CA-100-4	CA-100-8	CA-100-12
轉速	0.1-100 rpm	0.1-300 rpm	0.1-600 rpm	0.1-100 rpm		
轉速分辨率	0.1 rpm					
流速範圍	單流路 0.007~380 ml/min	單流路 0.0015~1140 ml/min	單流路 0.0015~2280 ml/min	0.0015~36 ml/min x 4	0.0015~36 ml/min x 8	0.0015~36 ml/min x 12
	雙流路 0.007~380 ml/min x 2	雙流路 0.0015~1140 ml/min x 2	雙流路 0.0015~2280 ml/min x 2			
流速誤差	<0.5%					
調速方式	薄膜按鍵調節轉速					
顯示方式	四位 LED 數位顯示轉速或流速					
主機材質	加強型 PP 外殼					
外控接口	RS485 連接埠 (起動控制、方向控制、速度控制)					
電源	110V/60Hz					
功率	22W	35W	50W	22W		
重量	3.98Kg (僅主機不含幫浦頭)					