

微孔板自動洗板機 Automatic plate washer



全自動洗板機是用於清洗酶標微孔板檢測後的一些殘留物質，降低後續檢測過程中因殘留物導致的誤差。廣泛應用於科學研究實驗室等檢測領域。

產品特點：

1. 儀器採用 7 英寸高解析彩色螢幕顯示，全觸控螢幕操作。
2. 具有高、中、低三種線性震板強度，振動雜訊低；可同時進行微孔板浸泡和震盪，浸泡清洗更徹底。
3. 有自動沖洗功能，洗瓶內管路內置濾網，有效避免管路堵塞具有單點、兩點、多點吸液模式；可設置進行單條、跨行、整板清洗。
4. 可設管路沖洗和蒸餾水洗功能，可設置沖洗時間；具有暫停功能，也可繼續執行後續的洗板程式。
5. 具有液位監測功能，持續監測液位狀況；洗瓶用完自動警報提示，廢液瓶滿自動警報功能，並自動停止儀器運行。
6. 可選擇 8 針、12 針清洗頭，清洗頭可以拆卸清理；清洗頭位置精確到 0.1mm，適用各種 96 孔微孔板。
7. 可以使用滑鼠操作儀器，可儲存 500 個洗板程式，程式支援 99 次數迴圈，並支援 USB 導入導出程式及更新系統。

規格說明：

型號	APW-3000		
清洗頭	1x8 (標配)、1x12 (選購)	清洗體積	50uL~2000uL (增量 50uL)
洗瓶	洗瓶 2L x 3、廢液瓶 4L x 1	清洗次數	1~99 次
適用微孔板	96 孔	浸泡和震動時間	0~99m:59s
適用板型	平底、U 型、V 型、C 型	震動速度	慢速、中速、快速
注液量準確度	≤ 2% @300uL	吸液時間	0~99.9s
注液量精密度	CV ≤ 1.5 @300uL	吸液模式	一點、兩點、多點
殘液量	≤ 0.65uL (平均每孔)	注液係數	0 ~ 2.0
輸入電源	AC 220V, 50/60Hz		
外形尺寸	W350mm x D475mm x H180mm		
淨重	11.5kg		