

# 密度計 Density Meter



密度計是食品、日用化學品、藥品、香料、石油及其他液體樣品測試的必備儀器。採用振盪法原理，結合 Peltier 控溫技術和高清晰攝像技術，為使用者提供準確、穩定、可靠的測試結果。高清晰攝像可觀察樣品中是否有受到氣泡影響，採用脈衝激發高精度檢測技術，方便使用者準確快速測得樣品酒精度、密度及相關參數。

## 規格說明：

型號	DM-50	DM-70	DM-90
測試模式	密度、酒精濃度、原油 API 指數及自定義公式		
測量範圍	0 ~ 3 (g/cm <sup>3</sup> )		
解析度	+0.0001 (g/cm <sup>3</sup> )	+0.00001 (g/cm <sup>3</sup> )	
重複性	+0.0001 (g/cm <sup>3</sup> )	+0.00005 (g/cm <sup>3</sup> )	
準確度	+0.0003 (g/cm <sup>3</sup> )	+0.00008 (g/cm <sup>3</sup> )	
進樣方式	全自動（兼容手動）		
控溫範圍	5°C ~ 45°C	5°C ~ 65°C	5°C ~ 85°C
控溫穩定度	±0.02°C		
顯示方式	10"彩色觸控螢幕		
資料儲存	32G	64G	
輸出方式	USB、RS-232		
使用者管理	四級許可權管理		
檔案輸出格式	PDF、Excel		
包裝尺寸	425 x 410 x 250mm		
電源	110 - 230V 50/60HZ		
重量	8.5kg		