

濁度計 Turbidimeter



濁度計用於測量懸浮於水或透明液體中，不溶性顆粒物質所產生光的散射程度，並能定量顯示懸浮顆粒物質的含量。為水廠、食品、化工、電廠、冶金、環保、食品飲料、釀酒、製藥等行業部門常用的實驗室儀器。

規格說明：

型號	TM-500	TM-1000	TM-2000	TM-4000
測量範圍	0.000 ~ 500 NTU	0.000 ~ 1000 NTU	0.000 ~ 2000 NTU	0.000 ~ 4000 NTU
解析度	0.001			
重複性	≤ 0.3%			
零點漂移	≤ ±0.3%FS			
穩定性	≤ ±0.3%FS			
雜散光	< 0.02NTU			
光源	紅外發光二極體			
檢測器	矽光接收器			
資料儲存	500 組	600 組	800 組	1000 組
顯示方式	4.3"彩色觸控式螢幕			
通訊輸出	RS-232			
尺寸	L 250 x W 177 x H 96 mm			
電源	110 - 230V 50/60HZ			
重量	1.5kg			