

# 油脂熔點儀(塊狀膏狀物) Melting Point Meter

全自動油脂熔點儀可測定各種塊狀、膏狀類樣品的熔點。同時測定處理 3 個樣品。經由數位元光學感測器，人工智慧軟體可自動判斷熔點，降低人為的誤差。

儀器內置 PID 控溫系統，保持穩定的升溫速率。鉑金溫度感測器回應速度快、精確度高。符合 ISO 油脂熔點的測定方法。



## 規格說明：

型號	MP-30Y	MP-50Y	MP-80Y	MP-90Y
溫度顯示範圍	±0°C ~ 350°C	±0°C ~ 100°C	±0°C ~ 400°C	±0°C ~ 100°C
控溫範圍	室溫+5°C ~ 350°C	室溫-20°C ~ 100°C	室溫+5°C ~ 400°C	室溫-20°C ~ 100°C
溫度解析度	0.1°C			
升溫梯度	0.1°C ~ 20°C /Min	0.1°C ~ 10°C /Min	0.1°C ~ 20°C /Min	0.1°C ~ 10°C /Min
冷卻方式	風散降溫	晶片降溫	風散降溫	晶片降溫
溫度精確度	±0.3°C (<100°C) ±0.5°C (>100°C)	±0.3°C (<100°C)	±0.2°C (<100°C) ±0.4°C (>100°C)	±0.2°C (<100°C)
熔點重複性	±0.1°C (在 0.1°C /Min 時)			
檢測方式	半自動		全自動 (兼容手動)	
錄像功能	拍照	拍照、攝像		
資料保存	200 組	400 組	600 組	1000 組
存儲空間	16G	32G	16G	32G
顯示方式	彩色觸控螢幕			
通訊介面	USB ; RS232			
可使用毛細管	外徑 1.3mm，內徑 1.1mm，長 100mm (單、雙開口) 外徑 4.0mm，內徑 3.8mm，長 800mm (大毛細管)			
樣品處理	3 個/批			
使用者管理數	無	8 個	10 個	200 個
功率	120W			
電源	AC 220V ; 50/60HZ			
包裝尺寸	430 x 320 x 370mm			

重量

6.15Kg