

滴點/軟化點測定儀 Dropping point / Softening point Meter



全自動滴點與軟化點測定儀為使用者提供準確、穩定、可靠的測試結果。攝像影片可看到樣品的狀態變化過程，自動檢測即時圖譜顯示，準確測得樣品滴點/軟化點。符合 GLP 規範及國際 ASTM/DIN 標準的測量方法。

全自動滴點與軟化點測定儀是測定瀝青、柏油、聚合物、樹脂、膏體、蠟等材料滴點與軟化點的必備儀器。

規格說明：

型號	JH-50D	JH-70D
溫度範圍	室溫+5°C ~ 350°C	室溫+5°C ~ 400°C
溫度解析度	0.1°C	
檢測方式	手動檢測	全自動（兼容手動）
升溫速率	0.1 - 20°C /Min	
精確度	±0.2°C (<250°C) ±0.5°C (>250°C)	
用戶管理	15 個	
顯示方式	5.6"+4.3"彩色觸控顯示螢幕	
樣品處理	2 個/批	
實驗方案	100 套	200 套
通訊介面	USB ; RS232	
輸出方式	列印串口	
檔案格式	PDF 和 Excel	
功率	120W	
電源	AC 220V ; 50/60HZ	