

折射計/糖度計 Refractometer & Sugar Meter



數位式折射計/糖度計



手持式折射計/糖度計

手持式折射儀可測定液體的糖度 Brix、折射率 nD。用於製糖、製藥、飲料、石油、食品、化工等行業的檢測分析。

規格說明：

型號	數位式折射計 RD-100	手持式折射計 RP-100	數位式糖度計 BD-100	手持式糖度計 BP-100
折射率(nD)	1.3330-1.5290	1.3330-1.5177		X
折射率解析度	0.0001nD			X
折射率精確度	±0.0002			X
糖度(Brix)	0.0 ~ 94.0 %	0.0 ~ 59.9 %	0.0 ~ 94.0 %	0.0 ~ 50.0 %
糖度解析度	0.10%			
糖度精確度	±0.1 %			
顯示方式	數位顯示			
溫度顯示範圍	0 ~ 40°C			
溫度顯示精度	0.1°C			
尺寸	800 x 100 x 55 mm	58 x 25 x 121 mm	800 x 100 x 55 mm	58 x 25 x 121 mm
重量	500g	100g	500g	100g